

**Tableau 3 :** Recommandations et propositions générales pour les paramètres tests réalisés après le transport en carboglace

| Condition               | Plasma centrifugé congelé                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Recommandé                                                                                                                                          | Acceptable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non conforme                                                             | Absence de données ou données insuffisantes                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transport en carboglace | Après réception, conservation des échantillons pendant au moins 3 jours à une température de $\leq -70^{\circ}\text{C}$ avant de réaliser les tests | Après réception, conservation des échantillons pendant au moins 24h à une température de $\leq -70^{\circ}\text{C}$ avant de réaliser les tests.<br><br>Conservation à $T^{\circ}\text{C} \leq -70^{\circ}\text{C}$ et décongélation pendant quelques minutes dans un bain-marie à $37^{\circ}\text{C}$ , en tube débouché.<br><br>Après décongélation, maintien du tube débouché à température ambiante pendant 15 minutes avant de procéder aux tests. | Après réception, conservation des échantillons à $> -20^{\circ}\text{C}$ | Aucune information disponible concernant la conservation entre $-20^{\circ}\text{C}$ et $-70^{\circ}\text{C}$ après la réception<br><br>Aucune information disponible concernant la décongélation tube ouvert après une conservation à $\leq -20^{\circ}\text{C}$ après la réception |